


Chifa

Chirurgia stomatologiczna

Dental surgery





Chifa
Chirurgia stomatologiczna
Dental surgery

CHIFA to znany na całym świecie producent ponad 4000 narzędzi chirurgicznych, stomatologicznych oraz weterynaryjnych. Fabryka powstała w 1946 roku i aktualnie zatrudnia ponad 1300 pracowników. Jakość i marka firmy zyskała uznanie w ponad 50 państwach na całym świecie.

Przedstawiamy Państwu kompletną ofertę narzędzi z zakresu chirurgii stomatologicznej. Wszystkie narzędzia produkowane są w naszym zakładzie i przechodzą cykl dokładnych testów jakościowych – zgodnych z ISO 2003/13485.

Na produkowane narzędzia firma udziela 1-roczonej gwarancji, a w przypadku narzędzi z twardą wkładką gwarancja wynosi 2 lata. Gwarantujemy, że każdy produkt opuszczający naszą fabrykę jest wolny od jakichkolwiek defektów w materiale jak i wykonaniu.

Warunkiem skorzystania z gwarancji jest stosowanie produktów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz właściwe przygotowanie, obchodzenie się jak i sterylizacja. Polecamy zapoznanie się z zasadami zawartymi w opracowaniu pt „Jak prawidłowo sterylizować narzędzia w gabinecie stomatologicznym” wyd. 3 Moerflen-Walldorf 2005, wydanym przez Zespół ds. Sterylizacji Narzędzi (szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.chifa.com.pl) oraz informacjami znajdującymi się w odpowiednich instrukcjach urządzeń do sterylizacji.

Zdjęcia narzędzi wykonane są w skali 1:1. Powiększenia w kółkach nie są skalowane.

Piktogramy umieszczone przy zdjęciach przedstawiają charakterystyczne cechy narzędzi:

skok ząbka – t

długość narzędzia 

szerokość części pracującej 

numer figury kleszczy ekstrakcyjnych FIG

kleszcze do korzeni 

Instrumenty wykonane są w różnych wersjach wykonania powierzchni, które zakodowane są w ostatniej – literowej – części symbolu narzędzia i oznaczają odpowiednio:

PB – wykonanie błyszczące

PMK – wykonanie matowe

PT – rękojeść wykonanie matowe a część pracująca wykonanie błyszczące.

Na specjalne zamówienie możemy wykonać narzędzia z inną powierzchnią.

CHIFA is well known world wide as a manufacturer of more than 4000 surgical, dental and veterinary instruments.

The factory was established in 1946 and currently hires more than 1300 employees. The quality of our products and our company's brand are highly recognized in more than 50 countries all over the world.

We would like to present you full range of our instruments for dental surgery. All instruments are manufactured at our own plant and all pass strict quality inspection, according to ISO 2003/13485.

CHIFA gives 1-year long warranty for its products and for the instruments with tungsten carbide the warranty is 2 years.

We guarantee that all product leaving our plant are free of any material or workmanship defects.

The condition to make use of the warranty is correct application of the instruments as well as proper provision, handling, sterilization and storage. More details regarding this issue, please find at our web page www.chifa.com.pl

The pictures of the instruments displayed in the catalogue were made in 1:1 scale. Magnified details of the product are not scaled.

Pictograms placed by the pictures of the instruments characterize some features of the instruments and mean as follows:

pitch of teeth – t

overall length of the instrument 

width of the working part 

number of the figure of an extracting forceps FIG

root forceps 

The instruments have got different surface finishing, which are coded in the last (letter) part of the symbol of the instrument and mean as follows:

PB – mirror finish

PMK – sand blast finish

PT – handle sand blasted and the working part mirror finished

On a special request we could make the instruments with any other surface finish.


Spis treści Table of contents

Kleszcze ekstrakcyjne - model angielski Extracting forceps - English pattern	4	Odgryzacze kostne Bone rongeurs	85
Kleszcze ekstrakcyjne - model amerykański Extracting forceps - American pattern	12	Podważki i skrobaczki Elevators and raspators	87
Kleszcze ekstrakcyjne - model dziecięcy Extracting forceps - Children model	22	Narzędzia do odłamków kostnych i igieł kanałowych Instruments for bone chips and canal needles	93
Dźwignie korzeniowe Root elevators	25	Kleszcze do ślinochronu Salivation dam forceps	96
Igłotrzymacze Needle holders	48	Pinceta do papieru Articulating paper forceps	103
Igłotrzymacze mikrochirurgiczne Microsurgical needle holders	52	Rozwieracze szczękowe Jaw gags	104
Pincety stomatologiczne Dental tweezers	55	Index	111
Nożyczki Scissors	59		
Nożyczki mikrochirurgiczne Microsurgical scissors	68		
Kleszczyki Forceps	70		
Spinaki Towel clamps	71		
Haki Hooks	72		
Skalpele i rękojeści do skalpeli Scalpels and scalpel handles	76		
Łyzeczki kostne Bone curettes	78		
Dłuta i pilniki Chisels and files	83		

18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38


¹/₁

KE-201-000-PB
 160 mm
 FIG 1
 11, 12, 13, 21, 22, 23



Kleszcze ekstrakcyjne - model angielski Extracting forceps - English pattern

1/1



KE-202-000-PB

160 mm

FIG 2

11, 12, 13, 21, 22, 23

1/1



KE-213-000-PB

140 mm

FIG 13

od 41 do 45
od 31 do 35

1/1



KE-204-000-PB

149,5 mm

FIG 4

31, 32, 33, 41, 42, 43

1/1



KE-207-000-PB

163 mm

FIG 7

14, 15, 24, 25

1/1



KE-208-000-PB

151 mm

FIG 8

34, 35, 43, 44

18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38

$\frac{1}{1}$

KE-217-000-PB
 160 mm
 FIG 17
 26, 27




$\frac{1}{1}$

KE-218-000-PB
 160 mm
 FIG 18
 16, 17







$\frac{1}{1}$

KE-287-000-PB
 157 mm
 FIG 87
 36, 37, 46, 47




Kleszcze ekstrakcyjne - model angielski Extracting forceps - English pattern



18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38


$\frac{1}{1}$

KE-222-000-PB
 140 mm
 FIG 22
 36, 37, 46, 47



$\frac{1}{1}$

KE-229-000-PB
 163 mm
 FIG 29
 11-13, 21-23
 11-18, 21-22




$\frac{1}{1}$

KE-233-000-PB
 140 mm
 FIG 33
 31-35, 41-45
 31-35, 41-45




$\frac{1}{1}$


KE-233-001-PB
 140 mm
 FIG 33A
 31-35, 41-45



Kleszcze ekstrakcyjne - model angielski Extracting forceps - English pattern




KE-251-000-PB
171 mm
FIG 51
11-18, 21-28




KE-251-001-PB
171 mm
FIG 51A
11-18, 21-28



KE-251-002-PB
176 mm
FIG 51AL
11-18, 21-28



KE-267-000-PB
173 mm
FIG 67 A
18, 28




KE-267-001-PB
173 mm
FIG 67
18, 28

18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38


1/1

KE-279-000-PB
 161,5 mm
 FIG 79
 38, 48



1/1

KE-273-000-PB
 146 mm
 FIG 73
 36, 37, 46, 47



1/1

KE-246-001-PB
 169 mm
 FIG 46L
 41-48, 31-38



Kleszcze ekstrakcyjne - model angielski Extracting forceps - English pattern

1/1



KE-274-000-PB

145 mm

FIG 74

31-38, 41-48

1/1



KE-286-001-PB

147 mm

FIG 86A

36, 37, 46, 47

1/1



KE-274-014-PB

145 mm

FIG 74N

34, 35, 44, 45,

31-38, 41-48

1/1




KE-275-000-PB

145 mm

FIG 75

33-35, 43-45

18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38



KE-120-001-PMK
MEISSNER
173 mm
universal



KE-120-002-PMK
MEISSNER
172 mm
15, 14, 24, 25,
34, 35, 44, 45



KE-120-003-PMK
MEISSNER
173 mm
16, 17, 18, 26, 27, 28
36, 37, 38, 46, 47, 48

Kleszcze ekstrakcyjne - model amerykański Extracting forceps - American pattern

KD-001-001-PB

180 mm

FIG 1

11-15, 21-25

11-15, 21-25



1/1

KD-015-001-PB

CRYER

175 mm

FIG 150

11-15, 21-25

11-15, 21-25



1/1

18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38

KD-016-001-PB
 176 mm
 FIG 150A
 11-15, 21-25
 11-15, 21-25



KD-017-001-PB
 175,5 mm
 FIG 62
 11-15, 21-25, 31-35, 41-45

Kleszcze ekstrakcyjne - model amerykański Extracting forceps - American pattern

KD-110-001-PB
162 mm
FIG 24
16, 17, 26, 27



1/1



KD-117-001-PB
HARRIS
162 mm
FIG 18R
26, 27



1/1




KD-118-001-PB
HARRIS
162 mm
FIG 18L
16, 17

18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38


KD-121-001-PB
 181 mm
 FIG 210
 18, 28, 38, 48



KD-153-001-PB
 184 mm
 FIG 53R
 26, 27



KD-154-001-PB
 184 mm
 FIG 53L
 16, 17




KD-188-001-PB
 NEVIUS
 182 mm
 FIG 88R
 26, 27

Kleszcze ekstrakcyjne - model amerykański Extracting forceps - American pattern

KD-189-001-PB
NEVIUS
182 mm
FIG 88L
16, 17



KD-320-001-PB
189.5 mm
FIG 65
11-18, 21-28



KD-331-001-PB
PARMLY
188 mm
FIG 32A
14-17, 24-27
11-18, 21-28



KD-333-001-PB
PARMLY
187 mm
FIG 32
14-17, 24-27
11-18, 21-28

18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38

KD-300-001-PB
TOMES
165 mm
FIG 69
11-18, 21-28,
31-38, 41-48



KD-401-001-PB
CRYER
170 mm
FIG 151
31-37, 41-47
31-37, 41-47



Kleszcze ekstrakcyjne - model amerykański Extracting forceps - American pattern

KD-778-001-PB
COHEN
180 mm
universal



KD-403-001-PB
168,5 mm
FIG 203
31-35, 41-45
31-38, 41-48



18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38



KD-500-001-PB
 166 mm
 FIG 23
 36, 37, 46, 47



KD-675-001-PB
 PHYSIC
 168.5 mm
 FIG 5
 38, 48

Kleszcze ekstrakcyjne - model amerykański Extracting forceps - American pattern

KD-501-001-PB
 162 mm
 FIG 16
 36, 37, 46, 47



KD-515-001-PB
 169 mm
 HARRIS
 FIG 15
 36, 37, 46, 47




KD-700-001-PB
 166 mm
 FIG 103
 31-35, 41-45
 31-37, 41-47

85	84	83	82	81	71	72	73	74	75
55	54	53	52	51	61	62	63	64	65

KD-014-001-PB
CRYER
151 mm
FIG 150 S
71-75, 81-85



KD-030-001-PB
HULL
151 mm
FIG 101
13-15, 23-25
33-35, 43-45



Kleszcze ekstrakcyjne - model dziecięcy Extracting forceps - Children model

KD-024-001-PB
 151,5 mm
 FIG 150 AS
 71-75, 81-85



KD-400-001-PB
 CRYER
 148 mm
 FIG 151 S
 51-55, 61-65



85	84	83	82	81	71	72	73	74	75
55	54	53	52	51	61	62	63	64	65

KD-410-001-PB
 149,5 mm
 FIG 151 AS
 51-55, 61-65



Dźwignie korzeniowe Root elevators




SD-001-002-PT
BEIN
140 mm
2 mm



SD-002-003-PT
BEIN
140 mm
3 mm




SD-003-004-PT
BEIN
140 mm
4 mm



SD-008-003-LT
KOOP
137 mm
3,5 mm

SD-009-003-RT
KOOP
137 mm
3,5 mm





SD-022-003-PT
BEIN
138 mm
3 mm



SD-037-002-PT
140 mm
2 mm



SD-038-003-PT
140 mm
3 mm




SD-039-004-PT
140 mm
4 mm


Dźwignie korzeniowe Root elevators




SD-053-003-PT
138 mm
3 mm



SD-139-004-PT
140 mm
4 mm



SD-137-002-PT
140 mm
2 mm




SD-153-003-PT
138 mm
3 mm




SD-138-003-PT
140 mm
3 mm






SD-004-003-LT
FLOHR
150 mm
3,5 mm

SD-005-003-RT
FLOHR
150 mm
3,5 mm




SD-010-003-PT
FLOHR
140 mm
3 mm



SD-018-002-LT
HEIDBRINK
142 mm
2,5 mm

SD-019-002-RT
HEIDBRINK
142 mm
2,5 mm



SD-028-002-PT
HEIDBRINK
140 mm
2,5 mm

Dźwignie korzeniowe Root elevators




SD-029-002-PT
FLOHR
140 mm
2,5 mm



SD-006-003-LT
KOPP
150 mm
2 mm

SD-007-003-RT
KOPP
150 mm
2 mm





SD-023-004-PT
WHITE
137 mm
4,5 mm



SD-013-003-PT
HYLIN
150 mm
3 mm




SD-023-004-ZT
WHITE
137 mm
4,5 mm




Dźwignie korzeniowe Root elevators



SD-014-004-PT
HYLIN
147 mm
4,5 mm




SD-302-003-PT
BEIN
149 mm
3 mm



SD-016-003-LT
HYLIN
140 mm
3 mm



SD-015-003-RT
HYLIN
140 mm
3 mm




SD-303-004-PT
BEIN
149 mm
4 mm



SD-301-002-PT
BEIN
149 mm
2 mm






SD-011-011-LT
SELDIN
167 mm
11 mm

SD-012-011-RT
SELDIN
167 mm
11 mm



SD-024-007-LT
CRYER
160 mm
7 mm

SD-025-007-RT
CRYER
160 mm
7 mm



SD-026-008-LT
CRYER-WHITE
170 mm
10 mm




SD-027-008-RT
CRYER-WHITE
170 mm
10 mm




SD-054-010-LT
WINTER
170 mm
11,5 mm

SD-055-010-RT
WINTER
170 mm
11,5 mm

Dźwignie korzeniowe Root elevators





Dźwignie korzeniowe Root elevators



SD-017-009-ZT
 157 mm
 9 mm



SD-057-003-PT
 130 mm
 3 mm





SD-058-005-PT
142,5 mm
5 mm



SD-060-020-PT
152 mm
2 mm




Dźwignie korzeniowe Root elevators



SD-061-030-ZT
COUPLAND
152 mm
3 mm



SD-063-042-PT
152 mm
4 mm



SD-062-036-PT
152 mm
3,5 mm




SD-063-042-ZT
COUPLAND
152 mm
4 mm



SD-062-036-ZT
COUPLAND
152 mm
3,5 mm





Dźwignie korzeniowe Root elevators



SD-366-040-PT
155 mm
4 mm



SD-066-043-PT
150 mm
4,5 mm




SD-064-030-PT
150 mm
3 mm



SD-065-035-PT
150 mm
3,5 mm





Dźwignie korzeniowe Root elevators




SD-030-003-PT
GABKA
147 mm
3 mm



SD-047-004-PT
GABKA
147 mm
4,5 mm




SD-032-005-PT
LONDON-HOSPITAL
148,5 mm
5 mm



SD-042-010-LT
LONDON-HOSPITAL
-COLEMAN
143 mm
4 mm

SD-043-010-RT
LONDON-HOSPITAL
-COLEMAN
143 mm
4 mm



Dźwignie korzeniowe Root elevators



SD-205-020-PT
BEIN
150 mm
2 mm



SD-205-020-ZT
BEIN
150 mm
2 mm



SD-204-025-PT
BEIN
150 mm
2,5 mm



SD-204-025-ZT
BEIN
150 mm
2,5 mm





SD-203-030-PT
BEIN
150 mm
3 mm



SD-203-030-ZT
BEIN
150 mm
3 mm



SD-202-035-PT
BEIN
150 mm
3,5 mm



SD-202-035-ZT
BEIN
150 mm
3,5 mm

Dźwignie korzeniowe Root elevators



SD-201-040-PT
BEIN
150 mm
4 mm



SD-206-045-ZT
BEIN
150 mm
4,5 mm



SD-201-040-ZT
BEIN
150 mm
4 mm




SD-207-050-PT
BEIN
150 mm
5 mm



SD-206-045-PT
BEIN
150 mm
4,5 mm



SD-207-050-ZT
BEIN
150 mm
5 mm





SD-070-020-PT
150 mm
2 mm



SD-070-030-PT
150 mm
2,5 mm



SD-070-030-ZT
150 mm
2,5 mm









SD-070-020-ZT
150 mm
2 mm




SD-070-040-PT
150 mm
3,5 mm

Dźwignie korzeniowe Root elevators










IM-923-130-PZMK
HALSEY
t=0,4
129 mm
TC



IM-950-145-PZMK
HEGAR-OLSEN
t=0,4
145 mm
TC


Igłotrzymacze Needle holders






$\frac{1}{1}$

IM-041-140-PMK
MATHIEU
t=0,6
140 mm



$\frac{1}{1}$

IM-043-125-PMK
MATHIEU
t=0,6
125 mm



$\frac{1}{1}$

IM-043-140-PMK
MATHIEU
t=0,6
140 mm



$\frac{1}{1}$


IM-133-170-PMS
t=0,6
170 mm




Igłotrzymacze Needle holders




IM-933-140-PZMK
t=0,4
140 mm
TC



IM-940-140-HPZMK
MATHIEU
t=0,4
140 mm
TC



IM-948-160-PZMK
MATHIEU
t=0,5
160 mm
TC



Igłotrzymacze mikrochirurgiczne Microsurgical needle holders



IO-001-135-ZMK
135 mm



IO-102-135-PMK
130 mm







IO-002-160-PMK
160 mm





IO-002-160-ZMK
160 mm



IO-102-135-ZMK
130 mm





Pincety stomatologiczne Dental tweezers

1/1

PO-003-010-PMK
125 mm
1,0 x 0,8



1/1

PO-003-010-ZMK
125 mm
1,0 x 0,8



1/1


PO-003-012-PMK
125 mm
1,2 x 0,9



1/1

PO-003-012-ZMK
125 mm
1,2 x 0,9





1/1



PO-003-014-PMK
125 mm
1,4 x 1,1



1/1



PO-003-014-ZMK
125 mm
1,4 x 1,1

1/1



PO-002-007-PMK
150 mm
0,7 x 0,55



1/1





PO-002-007-ZMK
150 mm
0,7 x 0,55


Pincety stomatologiczne Dental tweezers

$\frac{1}{1}$






Nożyczki Scissors



1/1

NH-074-145-PMK
LISTER
145 mm



1/1


NH-078-140-PMK
MAYO
140 mm



1/1


NH-078-140-ZMK
MAYO
140 mm





1/1

NH-076-130-PMK
130 mm



1/1

NH-156-150-EPMS
JOSEPH
150 mm



1/1

NH-156-150-EZMS
JOSEPH
150 mm

Nożyczki Scissors



NH-279-145-EPMK
STANDARD
145 mm





NH-067-135-PMS
138 mm



NH-279-145-EZMK
STANDARD
145 mm



NH-069-115-PMS
SPENCER
115 mm



Nożyczki Scissors



NN-148-145-PMK
METZENBAUM
145 mm
delikatne
delicate






NN-148-145-ZMK
METZENBAUM
145 mm
delikatne
delicate



NN-247-145-PMK
METZENBAUM
145 mm





NN-247-145-ZMK
METZENBAUM
145 mm



Nożyczki Scissors


1/1

ST-042-115-EZMS
LAGRANGE
112,5 mm
jedno ostrze ząbkowane
One blade serrated




1/1

ST-341-115-ZZC
LAGRANGE-SUPER CUT
115 mm
jedno ostrze ząbkowane
One blade serrated





$\frac{1}{1}$



NP-317-130-PZC
GOLDMAN-FOX SUPER CUT
130 mm
jedno ostrze ząbkowane
One blade serrated

$\frac{1}{1}$







NP-318-130-ZZC
130 mm
jedno ostrze ząbkowane
One blade serrated




$\frac{1}{1}$



NP-317-130-ZZC
GOLDMAN-FOX SUPER CUT
130 mm
jedno ostrze ząbkowane
One blade serrated

Nożyczki Scissors





Nożyczki mikrochirurgiczne Microsurgical scissors




NO-003-135-ZMK
130 mm



NO-008-160-UMK
160 mm



NO-004-160-PMK
160 mm







NO-025-150-KMK
150 mm








NO-004-160-ZMK
160 mm

Kleszczyki Forceps



Spinaki Towel clamps





HH-242-025-PMK
KOCHER-LANGENBECK
210 mm
6 x 25 mm



HH-242-040-PMK
KOCHER-LANGENBECK
210 mm
11 x 40 mm



HH-305-060-PMS
LANGENBECK
210 mm
18 x 60 mm



HH-301-025-PMS
LANGENBECKECK
210 mm
10 x 25 mm



LP-108-225-PMK
MIDELOORF
223 mm

Haki Hooks

1/1




HH-215-150-PMK
FARABEUF
150 mm

1/1




HH-214-125-PMK
FARABEUF
125 mm

1/1



HH-217-190-PMS
GOELET
190 mm



Haki Hooks



HH-258-001-PMK
160 mm



HH-258-004-PMK
160 mm



HH-260-003-PMK
155 mm



HH-261-002-PMK
155 mm



HH-258-002-PMK
160 mm



HH-260-001-PMK
155 mm



HH-260-004-PMK
155 mm



HH-261-003-PMK
155 mm



HH-258-003-PMK
160 mm




HH-260-002-PMK
155 mm




HH-261-001-PMK
155 mm




HH-261-004-PMK
155 mm




TH-095-003-PMK
120 mm



TH-096-004-PMK
130 mm




TH-195-003-PMK
120 mm
z podziałką
with scale



TH-196-004-PMK
130 mm
z podziałką
with scale

Skalpele i rękojeści do skalpeli Scalpels and scalpel handles



1/1



SP-020-130-PMS
130 mm
gwint metryczny
metric thread

1/1



SP-120-130-PMS
133,5 mm
gwint calowy
inch thread

1/1



LK-041-008-PMS
195 mm
8 mm

Łyzeczki kostne Bone curettes

1/1

LK-041-002-PMS
195 mm
2 mm



1/1

LK-131-035-LB
KERPEL
148 mm
3,5 mm



LK-131-035-RB
KERPEL
148 mm
3,5 mm





$\frac{1}{1}$




LK-152-140-PMK
MARTINI
140 mm
3,2 mm
4 mm

$\frac{1}{1}$



LK-156-145-PMK
VOLKMANN
145 mm
5,5 mm
6,2 mm

Łyżeczki kostne Bone curettes





$\frac{1}{1}$



LK-130-022-LB
KERPEL
148 mm
2,2 mm

$\frac{1}{1}$



LK-130-022-RB
115 mm
2,2 mm





$\frac{1}{1}$



LK-045-022-PMS
BRUN
173 mm
2,2 mm



Dłuta i pilniki Chisels and files





$\frac{1}{1}$ 5 mm



OP-771-180-PB
MILLER
180 mm

8 mm



$\frac{1}{1}$ 6 mm



OP-773-180-PB
MILLER
180 mm

5 mm



Odgryzacze kostne Bone rongeurs

ST-154-155-PMK


LUER

 155 mm
 5 mm



ST-162-150-ZMK


 145 mm
 2,2 mm






ST-160-150-PMK

 152 mm
 1,6 mm



1/1



ST-160-150-ZMK

 152 mm
 1,2 mm


1/1



ST-160-140-UMK

 143,5 mm
 1,2 mm

1/1





ST-161-150-ZMK


 150 mm
 1,4 mm

Podważki i skrobaczki Elevators and raspators



ST-105-140-PMK
ILLIC
143 mm



ST-010-140-PMK
WILLIGER
140 mm



Podważki i skrobaczki Elevators and raspators





1/1



ST-503-150-PMSK
CHOMPRET
141 mm

1/1



ST-504-150-PMSK
CHOMPRET
145,5 mm

1/1



ST-525-150-PC
BERNARD
150 mm

1/1




1/1




ST-526-140-RC
BERNARD
142 mm

ST-527-140-LC
BERNARD
142 mm

Podważki i skrobaczki Elevators and raspators




ST-101-190-PMS
190 mm




1/1

SP-051-165-PMS
163 mm






Narzędzia do odłamków kostnych i igieł kanałowych
Instruments for bone chips and canal needles

SP-225-160-PB
160 mm







SP-221-165-PB
165 mm





Narzędzia do odłamków kostnych i igieł kanałowych Instruments for bone chips and canal needles






$\frac{1}{1}$



SP-045-165-PB
AINSWORD
165 mm

$\frac{1}{1}$




SP-061-160-PS
IVORY
160 mm

$\frac{1}{1}$




SP-245-165-PMK
AINSWORD
165 mm

Kleszcze do ślinochronu
Salivation dam forceps






1/1



SP-110-165-PS
BREWER



1/1



SP-111-175-PS
PALMER
172 mm




Kleszcze do ślinochronu Salivation dam forceps



1/1

SP-117-165-PS
AINSWORT
165 mm



1/1


SP-112-160-PS
160 mm







1/1

SP-113-175-PMS
PALMER
173 mm






1/1

SP-115-170-PS
170 mm



Kleszcze do ślinochronu
Salivation dam forceps






1/1

SP-011-065-PMK
166 mm

Pinceta do papel Articulating paper forceps



SP-012-165-PMK
164 mm




SP-070-155-PMK
MILLER
154 mm






1/1

RS-060-090-PMS
90 mm



1/1


RS-061-110-PMS
110 mm



Rozwieracze szczękowe Jaw gags


$\frac{1}{1}$

RS-062-130-PMS
130 mm



$\frac{1}{1}$


RS-063-150-PMS
150 mm






1/1

RS-066-110-PMS
110 mm




1/1

RS-067-130-PMS
130 mm




Rozwieracze szczękowe Jaw gags

1/1



RS-070-090-PMS
90 mm

1/1



RS-071-110-PMS
110 mm




1/1

RS-072-130-PMS
 130 mm





1/1

RS-073-150-PMS
 150 mm



Rozwieracze szczękowe Jaw gags





HH-214-125-PMK -----	73	IO-103-135-PMK -----	54	KE-251-002-PB -----	9	NN-247-145-PMK -----	63
HH-215-150-PMK -----	73	IO-903-135-PZMK -----	54	KE-267-000-PB -----	9	NN-247-145-ZMK -----	63
HH-217-190-PMS -----	73	KD-001-001-PB -----	13	KE-267-001-PB -----	9	NO-003-135-PMK -----	68
HH-242-025-PMK -----	72	KD-014-001-PB -----	22	KE-273-000-PB -----	10	NO-003-135-ZMK -----	69
HH-242-040-PMK -----	72	KD-015-001-PB -----	13	KE-274-000-PB -----	11	NO-004-160-PMK -----	69
HH-257-001-PMK -----	74	KD-016-001-PB -----	14	KE-274-014-PB -----	11	NO-004-160-ZMK -----	69
HH-257-002-PMK -----	74	KD-017-001-PB -----	14	KE-275-000-PB -----	11	NO-008-160-UMK -----	69
HH-257-003-PMK -----	74	KD-024-001-PB -----	23	KE-279-000-PB -----	10	NO-025-150-KMK -----	69
HH-257-004-PMK -----	74	KD-030-001-PB -----	22	KE-286-001-PB -----	11		
HH-258-001-PMK -----	75	KD-110-001-PB -----	15	KE-287-000-PB -----	6	NP-317-130-PZC -----	66
HH-258-002-PMK -----	75	KD-117-001-PB -----	15	KE-289-000-PB -----	7	NP-317-130-ZZC -----	66
HH-258-003-PMK -----	75	KD-118-001-PB -----	15	KE-290-000-PB -----	7	NP-318-130-ZZC -----	66
HH-258-004-PMK -----	75	KD-121-001-PB -----	16				
HH-260-001-PMK -----	75	KD-153-001-PB -----	16	KN-083-125-XPMK -----	70	NS-011-115-ZMK -----	64
HH-260-002-PMK -----	75	KD-154-001-PB -----	16	KN-083-125-XZMK -----	70	NS-110-115-PMK -----	62
HH-260-003-PMK -----	75	KD-188-001-PB -----	16	KN-084-125-XPMK -----	70		
HH-260-004-PMK -----	75	KD-189-001-PB -----	17	KN-084-125-XZMK -----	70	OP-026-220-PMK -----	83
HH-261-001-PMK -----	75	KD-300-001-PB -----	18	KN-087-140-PMS -----	71	OP-051-004-PMK -----	83
HH-261-002-PMK -----	75	KD-320-001-PB -----	17	KN-087-140-ZMS -----	70	OP-051-005-PMK -----	83
HH-261-003-PMK -----	75	KD-331-001-PB -----	17	KN-088-140-PMK -----	71	OP-771-180-PB -----	84
HH-261-004-PMK -----	75	KD-333-001-PB -----	17	KN-088-140-ZMK -----	71	OP-773-180-PB -----	84
HH-301-025-PMS -----	72	KD-400-001-PB -----	23				
HH-305-060-PMS -----	72	KD-401-001-PB -----	18	LK-041-002-PMS -----	79	PO-002-007-PMK -----	56
		KD-403-001-PB -----	19	LK-041-008-PMS -----	78	PO-002-007-ZMK -----	56
HO-128-090-EPMK -----	71	KD-410-001-PB -----	24	LK-045-022-PMS -----	82	PO-003-010-PMK -----	55
HO-128-110-EPMK -----	71	KD-500-001-PB -----	20	LK-130-022-LB -----	82	PO-003-010-ZMK -----	55
HO-128-130-PMK -----	71	KD-501-001-PB -----	21	LK-130-022-RB -----	82	PO-003-012-PMK -----	55
		KD-515-001-PB -----	21	LK-131-035-LB -----	79	PO-003-012-ZMK -----	55
IM-035-200-PMK -----	48	KD-675-001-PB -----	20	LK-131-035-RB -----	79	PO-003-014-PMK -----	56
IM-037-140-PMS -----	49	KD-700-001-PB -----	21	LK-152-140-PMK -----	80	PO-003-014-ZMK -----	56
IM-039-140-PMK -----	49	KD-778-001-PB -----	19	LK-156-145-PMK -----	80	PO-013-005-PMK -----	57
IM-040-140-PMK -----	49			LK-180-170-PB -----	81	PO-013-005-ZMK -----	57
IM-041-140-PMK -----	50	KE-120-001-PMK -----	12	LK-181-170-PB -----	81	PO-024-002-PMK -----	58
IM-043-125-PMK -----	50	KE-120-002-PMK -----	12	LK-184-170-PB -----	81	PO-024-002-ZMK -----	58
IM-043-140-PMK -----	50	KE-120-003-PMK -----	12	LK-185-170-PB -----	81		
IM-133-170-PMS -----	50	KE-201-000-PB -----	4	LK-187-160-PB -----	81	RS-060-090-PMS -----	104
IM-137-170-PMK -----	49	KE-202-000-PB -----	5	LK-188-160-PB -----	81	RS-061-110-PMS -----	104
IM-923-130-PZMK -----	48	KE-204-000-PB -----	5			RS-062-130-PMS -----	105
IM-928-140-PZMK -----	52	KE-207-000-PB -----	5	LP-108-225-PMK -----	72	RS-063-150-PMS -----	105
IM-933-140-PZMK -----	51	KE-208-000-PB -----	5			RS-066-110-PMS -----	106
IM-940-140-HPZMK -----	51	KE-213-000-PB -----	5	NH-067-135-PMS -----	61	RS-067-130-PMS -----	106
IM-948-160-PZMK -----	51	KE-217-000-PB -----	6	NH-069-115-PMS -----	61	RS-070-090-PMS -----	107
IM-950-145-PZMK -----	48	KE-218-000-PB -----	6	NH-074-145-PMK -----	59	RS-071-110-PMS -----	107
		KE-221-000-PB -----	7	NH-076-130-PMK -----	60	RS-072-130-PMS -----	108
IO-001-135-PMK -----	52	KE-222-000-PB -----	8	NH-078-140-PMK -----	59	RS-073-150-PMS -----	108
IO-001-135-ZMK -----	53	KE-229-000-PB -----	8	NH-078-140-ZMK -----	59	RS-121-185-PMK -----	109
IO-002-160-PMK -----	53	KE-230-000-PB -----	7	NH-156-150-EPMS -----	60	RS-122-135-PMK -----	109
IO-002-160-ZMK -----	53	KE-233-000-PB -----	8	NH-156-150-EZMS -----	60		
IO-012-150-PMK -----	54	KE-233-001-PB -----	8	NH-279-145-EPMK -----	61	SD-001-002-PT -----	25
IO-012-150-ZMK -----	54	KE-246-001-PB -----	10	NH-279-145-EZMK -----	61	SD-002-003-PT -----	25
IO-102-135-PMK -----	53	KE-251-000-PB -----	9			SD-003-004-PT -----	25
IO-102-135-ZMK -----	53	KE-251-001-PB -----	9	NN-148-145-PMK -----	63	SD-004-003-LT -----	28
				NN-148-145-ZMK -----	63	SD-005-003-RT -----	28

INDEX

SD-006-003-LT-----	29	SD-065-035-PT-----	39	SP-106-130-PMK-----	95	ST-527-140-LC-----	90
SD-007-003-RT-----	29	SD-066-043-PT-----	39	SP-106-130-ZMK-----	95	ST-552-195-PMK-----	88
SD-008-003-LT-----	25	SD-070-020-PT-----	46	SP-108-170-PMS-----	97		
SD-009-003-RT-----	25	SD-070-020-ZT-----	46	SP-109-155-PS-----	97	TH-095-003-PMK-----	76
SD-010-003-PT-----	28	SD-070-030-PT-----	46	SP-110-165-PS-----	98	TH-096-004-PMK-----	76
SD-011-011-LT-----	32	SD-070-030-ZT-----	46	SP-111-175-PS-----	98	TH-097-003-PMK-----	77
SD-012-011-RT-----	32	SD-070-040-PT-----	47	SP-112-160-PS-----	99	TH-103-160-PMS-----	77
SD-013-003-PT-----	30	SD-070-040-ZT-----	47	SP-113-175-PMS-----	100	TH-161-135-PMS-----	77
SD-014-004-PT-----	31	SD-070-050-PT-----	47	SP-115-170-PS-----	100	TH-162-135-PMS-----	77
SD-015-003-RT-----	31	SD-070-050-ZT-----	47	SP-116-170-PS-----	101	TH-195-003-PMK-----	76
SD-016-003-LT-----	31	SD-137-002-PT-----	27	SP-117-165-PS-----	99	TH-196-004-PMK-----	76
SD-017-009-ZT-----	35	SD-138-003-PT-----	27	SP-120-130-PMS-----	78	TH-197-003-PMK-----	77
SD-018-002-LT-----	28	SD-139-004-PT-----	27	SP-206-130-ZMK-----	95		
SD-019-002-RT-----	28	SD-148-009-LC-----	42	SP-221-165-PB-----	93		
SD-020-002-LT-----	33	SD-149-009-RC-----	42	SP-225-160-PB-----	93		
SD-021-002-RT-----	33	SD-153-003-PT-----	27	SP-245-165-PMK-----	96		
SD-022-003-PT-----	26	SD-201-040-PT-----	45	SP-355-170-PS-----	101		
SD-023-004-PT-----	30	SD-201-040-ZT-----	45				
SD-023-004-ZT-----	30	SD-202-035-PT-----	44	ST-010-140-PMK-----	87		
SD-024-007-LT-----	32	SD-202-035-ZT-----	44	ST-011-160-PMK-----	88		
SD-025-007-RT-----	32	SD-203-030-PT-----	44	ST-020-165-PMK-----	88		
SD-026-008-LT-----	32	SD-203-030-ZT-----	44	ST-039-115-PMK-----	68		
SD-027-008-RT-----	32	SD-204-025-PT-----	43	ST-039-115-ZMK-----	68		
SD-028-002-PT-----	28	SD-204-025-ZT-----	43	ST-040-115-PMK-----	64		
SD-029-002-PT-----	29	SD-205-020-PT-----	43	ST-040-115-ZMK-----	64		
SD-030-003-PT-----	41	SD-205-020-ZT-----	43	ST-042-115-EZMS-----	65		
SD-031-003-PT-----	40	SD-206-045-PT-----	45	ST-043-175-EPMS-----	67		
SD-032-005-PT-----	41	SD-206-045-ZT-----	45	ST-043-175-EZMS-----	67		
SD-033-002-PT-----	34	SD-207-050-PT-----	45	ST-045-115-PMK-----	67		
SD-034-003-PT-----	33	SD-207-050-ZT-----	45	ST-045-115-ZMK-----	67		
SD-036-022-PT-----	34	SD-301-002-PT-----	31	ST-046-115-PMK-----	62		
SD-037-002-PT-----	26	SD-302-003-PT-----	31	ST-046-115-ZMK-----	62		
SD-038-003-PT-----	26	SD-303-004-PT-----	31	ST-101-150-LMS-----	91		
SD-039-004-PT-----	26	SD-312-028-PT-----	38	ST-101-150-RMS-----	91		
SD-040-010-LT-----	33	SD-364-026-PT-----	38	ST-101-160-PMS-----	91		
SD-041-010-RT-----	33	SD-366-040-PT-----	39	ST-101-190-PMS-----	92		
SD-042-010-LT-----	41	SD-401-002-PT-----	47	ST-105-140-PMK-----	87		
SD-043-010-RT-----	41	SD-402-003-PT-----	47	ST-154-155-PMK-----	85		
SD-047-004-PT-----	41	SD-403-004-PT-----	47	ST-160-140-UMK-----	86		
SD-048-009-LC-----	42			ST-160-150-PMK-----	86		
SD-049-009-RC-----	42	SP-011-015-PMK-----	102	ST-160-150-ZMK-----	86		
SD-053-003-PT-----	27	SP-011-165-PMK-----	102	ST-161-150-ZMK-----	86		
SD-054-010-LT-----	32	SP-012-165-PMK-----	103	ST-162-150-ZMK-----	85		
SD-055-010-RT-----	32	SP-020-130-PMS-----	78	ST-311-901-PMS-----	88		
SD-057-003-PT-----	35	SP-045-165-PB-----	96	ST-314-140-LMS-----	89		
SD-058-005-PT-----	36	SP-051-165-PMS-----	92	ST-315-140-RMS-----	89		
SD-060-020-PT-----	36	SP-061-160-PS-----	96	ST-341-115-ZZC-----	65		
SD-061-030-ZT-----	37	SP-070-155-PMK-----	103	ST-501-155-PMSK-----	89		
SD-062-036-PT-----	37	SP-100-120-UMK-----	94	ST-502-150-PMSK-----	89		
SD-062-036-ZT-----	37	SP-100-145-PMK-----	94	ST-503-150-PMSK-----	90		
SD-063-042-PT-----	37	SP-100-145-ZMK-----	94	ST-504-150-PMSK-----	90		
SD-063-042-ZT-----	37	SP-104-125-HZMK-----	95	ST-525-150-PC-----	90		
SD-064-030-PT-----	39	SP-106-125-UMK-----	95	ST-526-140-RC-----	90		



ATS | Aesculap Technical Service

Profesjonalna Regeneracja Instrumentów
Stomatologicznych i Ortodontycznych



Aesculap Technical Service to profesjonalna regeneracja instrumentarium znajdującego zastosowanie w chirurgii stomatologicznej, ortodoncji, paradontologii i protetyce.

Atutem naszej oferty napraw instrumentów jest fakt, iż w skład procesów naprawczych wchodzi procesy technologiczne identyczne jak przy wytwarzaniu nowych instrumentów (szlifowanie, polerowanie, ostrzenie, prostowanie, likwidacja ognisk korozji, wymiana twardych wkładek, cechowanie narzędzi).

Jeśli Wasze narzędzia nie pracują już tak jak kiedyś, są stępione lub zniekształcone to przyslijcie je Państwo do nas. Przy niewielkim nakładzie finansowym i dzięki naszemu doświadczeniu instrumenty mogą odzyskać pełną funkcjonalność i bezpieczeństwo użytkowania.

Współpraca z nami to same korzyści:


- 1) za umiarkowaną cenę utrzymujecie Wasze instrumenty w optymalnym stanie, podobnym do nowego, pozwalającym na ich dalsze bezpieczne użytkowanie
- 2) wysokiej jakości usługę regeneracji przy bardzo uproszczonej procedurze wysyłki
- 3) przejrzyste warunki cenowe, które umożliwiają zaplanowanie Waszego budżetu
- 4) dotrzymanie ustalonych terminów od daty złożenia zamówienia do jego realizacji dzięki nowej koncepcji logistycznej
- 5) w razie, gdy przesłany przez Was instrument nie nadaje się do naprawy, proponujemy Państwu zakup nowego produktu na korzystnych warunkach
- 6) 6-miesięczna gwarancja na naprawione instrumenty

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty na www.chifa.com.pl/ATS



ATS | Aesculap Technical Service

Professional Repair of dental
and orthodontic instruments



Chifa provides professional repair of instruments used in dental surgery, orthodontics, periodontics and prosthetics.

The chief asset of our instrument repair service is that the repair processes include identical technological processes as the production of new instruments (grinding, polishing, sharpening, straightening, elimination of corrosion centers, reinstallation of hard and TC inserts, instrument etching.)

If your instruments are not working properly, they are blunt or distorted, please send them to us. With little financial outlay and thanks to our experience they will regain their functionality and safety of use.

Cooperation with us means clear benefits:

- 1) You get your instruments in new-like, optimal state, allowing for further safe use – all of this at a reasonable price
- 2) High quality repair service with simplified shipment procedure
- 3) Clear price conditions helping in planning your budget
- 4) Meeting the deadlines thanks to a new logistic concept
- 5) In case the instrument's defect is irreparable, we will offer a purchase of new instrument on favorable conditions
- 6) 6-month warranty for the regenerated instruments

Please familiarize yourself with our detailed offer at www.chifa.com.pl/ATS

CHIFA Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 14
64-300 Nowy Tomyśl

tel.: + 48 61 44 20 100
fax. + 48 61 44 23 936

www.chifa.com.pl/stomatologia